



COLUMNA

SILUETE

Celda de fusión intersomática cervical



PEPSA
PROVEEDORA DE EQUIPOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.



NOVAXDMA
DISPOSITIVOS MÉDICOS AVANZADOS


PEEK- OPTIMA[®]
Made by Invibio[®]
biomaterial solutions

Las imágenes publicadas son de carácter ilustrativo

Contenido

3 **Implantes**

6 **Instrumental**



Componentes

CP1-5-P Celda cervical de peek, 5 mm

13x15x5



13x15x6



CP1-6-P Celda cervical de peek, 6 mm

13x15x7




CP1-7-P Celda cervical de peek, 7 mm

13x15x8



CP1-8-P Celda cervical de peek, 8 mm



Componentes

CP1G-5-P Celda cervical de peek, 5 mm

13x17x5



CP1G-6-P Celda cervical de peek, 6 mm

13x17x6




CP1G-7-P Celda cervical de peek, 7 mm

13x17x7



CP1G-8-P Celda cervical de peek, 8 mm

13x17x8



Componentes

DR1-27-12** Tornillo Doble Rosca $\varnothing 2.7$, 12 mm

DR1-27-14 Tornillo Doble Rosca $\varnothing 2.7$, 14 mm

DR1-27-16 Tornillo Doble Rosca $\varnothing 2.7$, 16 mm

DR1-27-18 Tornillo Doble Rosca $\varnothing 2.7$, 18 mm

DR1-27-20** Tornillo Doble Rosca $\varnothing 2.7$, 20 mm



* Tornillos de largo 12 y 20 son opcionales - no pertenecen al set estandar



Instrumental

Celda de fusión intersomática
cervical


PEPSA
PROVEEDORA DE EQUIPOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.




NOVAXDMA
DISPOSITIVOS MÉDICOS AVANZADOS

Componentes


050 102 41 Probador 5 CP1




050 102 45 Probador 5 CP1G




050 102 42 Probador 6 CP1




050 102 46 Probador 6 CP1G




050 102 43 Probador 7 CP1




050 102 47 Probador 7 CP1G



050 102 44 Probador 8 CP1



050 102 48 Probador 8 CP1G



Componentes

050 026 10 Punzón iniciador recto



050 026 11 Punzón iniciador angulado



050 239 02 Guía de perforado para celda Cp1



050 004 39
050 004 40

Introduccion de celdas CP1G Ancho Fino
Introduccion de celdas CP1 Angosto Fino



060 008 02 Atornillador hex 2.5 Largo/ para acople rápido



050 015 25 Mecha c/ acople rápido diam 2 x 60 mm. (Celda CP)



Componentes

050 006 83 Pinza Cp1




050 012 03 Mango de acople rápido AO CP



050 245 00 Compactador de hueso



050 002 75 Contenedor de implantes CP1
050 002 76 Contenedor de implantes CP1G



050 008 87 Atornillador cardánico Angulo Fijo hex 2,5



050 008 48 Atornillador cardánico Flexible Hex. 2,5
050 026 12 Punzón cardánico

050 026 12



050 020 34 Mazo/Impactor



050 001 21 Contenedor externo CP1 Y CP1G

Componentes

050 012 03 Mango de acople rápido AO CP

050 004 39 Introdutor de celdas CP1 Ancho Fino
050 004 40 Introdutor de celdas CP1 Angosto Fino

050 245 00 Compactador de hueso

050 008 87 Atornillador cardánico Angulo Fijo hex 2,5

050 008 48 Atornillador cardánico Flexible Hex. 2,5
050 026 12 Punzón cardánico

050 026 08 Punzón iniciador recto

050 026 09 Punzón iniciador angulado

060 008 02 Atornillador hex 2.5 Largo/ para acople rápido

050 015 25 Mecha c/ acople rápido diam 2 x 60 mm. (Celda CP)

050 239 02 Guía de perforado para celda Cp1

050 002 75 Contenedor de implantes CP1
050 002 76 Contenedor de implantes CP1G

050 020 34 Mazo/Impactor

050 006 83 Pinza Cp1

Las imágenes publicadas son de carácter ilustrativo



COLUMNA

SILUETE

Celda de fusión intersomática
cervical

Rev.E
Julio 2020



Contactate con nosotros



Azores 780, Colonia Vista Hermosa, Monterrey
Nuevo León. CP 64620
Teléfono: 52 (81) 83745822
jcdelagarza@pepsa.mx

La revisión vigente del presente catálogo se encuentra publicada en www.novaxdma.com